



# **CARA PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS KALIBRASI ALKES DI ASPAK**

By : Asmaranto Prajoko

# **AKSES ASPAK**

ASPAK dapat diakses oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota, BPFK/Institusi Penguji, Rumah Sakit/Puskesmas, dan Labkes yang kesemuanya harus memiliki account yang disediakan oleh admin Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

# ***ACCOUNT*** (*username & Password*)

- ❖ Untuk username Rumah Sakit menggunakan Kode Rumah Sakit yang diberikan ketika registrasi Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan(RS Online)
- ❖ Untuk password standar(awal) adalah 123456



aspak.yankes.kemkes.go.id

Beranda | Fasyankes Lainnya | Aplikasi Monitoring

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

**ASPAK**  
*Aplikasi Sarana, Prasarana & Peralatan Kesehatan*

Anda belum login

Aplikasi pengelolaan data sarana, prasarana dan alat-alat kesehatan Rumah sakit dan Fasilitas kesehatan. Silahkan melakukan login-name sesuai dengan login dan password yang dimiliki.

**Login**  
Gunakan Login name & Password

Username \* login

Password \* password

Forgot password Login

Copyright © 2018 by Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

**KETIKAN**

<http://aspak.yankes.kemkes.go.id>

**Aspak**

**ALAMAT**

→ untuk mengakses data

:





# Aplikasi Sarana, Prasarana & Peralatan Kesehatan

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan , Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

[Beranda](#) [Halaman Download](#) [Aplikasi ASPAK](#) [Aplikasi Monitoring](#) [Tanya Jawab](#) [Nomenklatur](#)

## Bimbingan Teknis Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

2015-Nov-07



: Dalam rangka untuk update data sarana, prasarana dan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Minahasa Tenggara

mengadakan kegiatan bimbingan teknis ASPAK yang diikuti seluruh Puskesmas berjumlah 12 peserta, kegiatan diadakan di Hotel Granpuri Manado ...

## Nomenklatur

2015-Feb-19



: Peralatan kesehatan merupakan salah satu fasilitas yang penting dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

kepada masyarakat, baik di Rumah Sakit maupun Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya. Dewasa ini jumlah dan jenis peralatan kesehatan demikian b...

## PENINGKATAN KAPABILITAS PETUGAS PENGELOLA

2014-Sep-15



: Pada saat ini Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan khususnya Subdit Bina Peralatan

Kesehatan di Yankes sedang melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapabilitas Petugas Pengelola Pemeliharaan Peralatan Kesehatan. Kegiatan i...

## Pertemuan Sosialisasi ASPAK & SIPERMON serta pengintegrasian

2014-Sep-15



: Pada tanggal 3 September 2014 bertempat di Gedung Adyatma Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Bina

Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan mengadakan pertemuan dengan beberapa Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan RI dan Rumah

## Workshop ASPAK Se-Propinsi RIAU

2014-Sep-02



: Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah mengadakan pertemuan pengembangan Aplikasi ASPAK se-propinsi Riau

yang diadakan pada tanggal 20 - 22 Agustus 2014 bertempat di Hotel Furaya Pekanbaru. Peserta pelatihan sebanyak 34 orang, dengan masing-masing 2 ...

**Klik Aplikasi ASPAK untuk masuk kedalam ASPAK**

## Pencarian Berita

## Anda Pengunjung ke

0036375

## Link Aplikasi

[Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alkes](#)

[Sistem Informasi RS](#)

[Puskesmas Online](#)

[Data RS Online](#)

## Link Halaman Download

[Download Peraturan](#)

[Download Juknis](#)

[Download Artikel](#)

[Download Selebaran / Undangan](#)

[Download Aplikasi](#)

## Berita Terbaru

Bimbingan Teknis Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kabupaten Minahasa Tenggara, 2015 Nov-07





## ASPAK


*Aplikasi Sarana, Prasarana & Peralatan Kesehatan*

Anda belum login



Aplikasi pengelolaan data sarana, prasarana dan alat-alat kesehatan Rumah sakit dan Fasilitas kesehatan. Silahkan melakukan login-name sesuai dengan login dan password yang dimiliki.





### Login

Gunakan Login name & Password

Username \*

Password \*  

[Forgot password](#) [Login](#)

**MASUKKAN AKUN  
YANG DIMILIKI  
(SESUAI DENGAN  
KODE RS MASING2)**

# DATA UMUM

ADALAH FITUR YANG BERFUNGSI UNTUK MENGISI, MERUBAH & MENGHAPUS DATA ASPAK YANG TERDIRI DARI :

- ❖ GEDUNG
- ❖ SARANA
- ❖ PRASARANA
- ❖ ALAT KESEHATAN
- ❖ SDM
- ❖ LAPORAN
- ❖ KALIBRASI



# FITUR PENGISIAN, PENGHAPUSAN & PENGEDITAN DATA ASPAK

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



## Update Data Pribadi (Perubahan data profil tersimpan!)

Email *	<input type="text" value="rsuasmara@gmail.com"/>
Email lainnya	<input type="text" value="asmara@gmail.com"/>
Password *	<input type="password" value="....."/>
Ulangi password	<input type="password" value="....."/>
Nama lengkap	<input type="text" value="Asmara"/>
Jenis Kelamin	<input type="text" value="Laki-laki"/>
Jabatan	<input type="text" value="Staf Pengolah Data di Fasyankes"/>
Alamat	<input type="text" value="Jl. Jalan terus"/>
No Telepon	<input type="text" value="08123456789"/>

Simpan

Data Akses

Data Utama

Data Mapping

Spatial Mapping

Analisa Data

Tanya Jawab

Logout (1234567)



**FITUR DATA  
UTAMA UNTUK  
MENGINPUT/EDIT/  
MENGHAPUS**



# PENGISIAN DATA UMUM



DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

[Beranda](#)

[Fasyankes Lainnya](#)

[Aplikasi Monitoring](#)

[Log Out, 1234567](#)

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



Data RSU ASMARA



Copyright © 2018 by Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN (SESUAI STANDAR ACUAN)

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



Data Alat Kesehatan RSU ASMAR

[menu alkes lama](#)

Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik R

Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik

Instalasi Gawat Darurat

Ruangan Triase

~~Ruangan Resusitasi~~

~~Ruangan Observasi~~

~~Ruangan Tindakan~~

~~Ruangan Khusus/ Isolasi~~

Instalasi Rawat Intensif (ICU)

Instalasi Bedah Central

Instalasi Rawat Inap

Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Perawatan Intensif (NICU)

Rawat Intensif (PICU)

Instalasi HCU

Penunjang Medik RS

Instalasi Pemulasaraan Jenazah

**SARANA/RUANGAN  
YG DIMILIKI, KLIK  
UNTUK MENGISI  
ALATNYA**

**STANDAR ACUAN (WARNA ABU2 DICORET)**

YANG ARTINYA KETIKA MENGISI SARANA,  
MENYATAKAN TIDAK MEMILIKI SARANA  
TSB (SEHINGGA DICORET), UNTUK  
MENGHILANGKAN CORETAN TSB, KEMBALI KE  
FITUR PENGISIAN SARANA, DAN DIRUBAH  
MENJADI MEMILIKI





# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN (SESUAI STANDAR ACUAN)



Data Alat Kesehatan RSU ASMARA

[menu alkes lama](#)

Data Umum

Data Gedung

Data Sarana

Data Prasarana

Data Alkes

Survey Pertany

Data SDM

Import Data

Pelaporan

Pustaka Digital

Status Permohonan

Wajib dikalibrasi

Status Kalibrasi

## Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan

Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik

Instalasi Gawat Darurat

Ruangan Triase

Ruangan Resusitasi

Ruangan Observasi

Ruangan Tindakan

Ruangan Khusus/ Isolasi

Instalasi Rawat Intensif (ICU)

Instalasi Bedah Central

Instalasi Rawat Inap

Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Perawatan Intensif (NICU)

Rawat Intensif (PICU)

Instalasi HCU

Penunjang Medik RS

**KLIK TRIAGE UNTUK  
MEMUNCULKAN  
PENGINPUTAN  
ALKES**

# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN (SESUAI STANDAR ACUAN)

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

- Data Umum
- Data Gedung
- Data Sarana
- Data Prasarana
- Data Alkes
- Survey Pertanyaan
- Data SDM
- Import Data
- Pelaporan
- Pustaka Digital
- Status Permohonan
- Wajib dikalibrasi
- Status Kalibrasi

## Data Alat Kesehatan RSU ASMARA

### Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan

#### Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik

#### Instalasi Gawat Darurat

Ruangan Triase

Ruangan Resusitasi

Ruangan Observasi

Ruangan Tindakan

Ruangan Khusus/ Isolasi

#### Instalasi Rawat Intensif (ICU)

#### Instalasi Bedah Central

#### Instalasi Rawat Inap

#### Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan

#### Perawatan Intensif (NICU)

#### Rawat Intensif (PICU)

#### Instalasi HCU

**STANDAR ACUAN  
(WAJIB DIISI)**

Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik		Ruangan Triase		Instalasi Gawat Darurat	
Nama alat	Standar	Jumlah	Tdk tersedia		
Kursi roda	1				
Stretcher/Brankar	1				
Stetoskop/Stetoskop Dewasa	1				
Termometer digital	1				
Tensimeter Anaeroid	1				
Tensimeter Digital / Sphygmomanometer Digital					
manset untuk bayi dan anak					
Pocket oximetry					
Timbangan bayi					
Timbangan dewasa;					
+ Tambahkan Alat lainnya					

**FITUR Open  
Data UNTUK  
MENGINPUT/EDIT/  
MENGHAPUS**

Penunjang Medik RS



# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN

## (SESUAI STANDAR ACUAN)

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



Data Alat Kesehatan RSU ASMARA

menu alkes lama

Data Umum

Data Gedung

Data Sarana

Data Prasarana

Data Alkes

Survey Pertanyaan

Data SDM

Import Data

Pelaporan

Pustaka Digital

Status Permohonan

Wajib dikalibrasi

Status Kalibrasi

Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan

Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik

Instalasi Gawat Darurat

Ruangan Triase

Ruangan Resusitasi

Ruangan Observasi

Ruangan Tindakan

Ruangan Khusus/ Isolasi

Instalasi Rawat Intensif (ICU)

Instalasi Bedah Central

Instalasi Rawat Inap

Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Perawatan Intensif (NICU)

Rawat Intensif (PICU)

Instalasi HCU

Penunjang Medik RS



Ruangan Triase

Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS - Instalasi Gawat Darurat

Nama alat	Standar	Jumlah	Tdk tersedia	
-----------	---------	--------	--------------	--

Kursi roda

1



Stretcher/Brankar

1



Stetoskop/Stetoskop Dewasa

1



No Seri	Merk	Type	Peng-adaan	Opera-sional	Ber-fungsi	Kali-brasi	Kete-rangan
-	-	-	-	-	-	-	-

Termometer digital



Tensimeter Anaeroid



Tensimeter Digital / Sphygmomanometer  
manset untuk bayi dan anak



Pocket oximetry



Timbangan bayi



Timbangan dewasa;

1



Tambahkan Alat lainnya

**KLIK**  **UNTUK**  
**MENGINPUT/EDIT**  
**&**  **MENGHAPUS**

# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN (SESUAI STANDAR ACUAN)

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



Data Umum

Data Gedung

Data Sarana

Data Prasarana

Data Alkes

Survey Pertanyaan

Data SDM

Import Data

Pelaporan

Pustaka Digital

Status Permohonan

Wajib dikalibrasi

Status Kalibrasi

Data Alat Kesehatan - DSLASMA

Kelengkapan data Alkes : Stetoskop/Stetoskop Dewasa

No Seri/Inv

st-001

Kondisi alat

Baik

Merk (Unregister)

abn

Distributor

Tipe (Unregister)

ABN Classic Stethoscope  
Stethoscope.

Link Gambar

ABN CHAIR MOUNTED DENTAL UNIT  
Dental operative unit and accessories.

ABN Chair Mounted Dental Unit  
Dental operative unit and accessories.

ABN Deluxe Penlight  
Battery-powered medical examination light.

ABN NEUROLOGICAL HAMMER  
Percussor.

ABN COMPAMIST 1 COMPRESSOR  
Nebulizer

IMAGE

**KETIKAN LALU TUNGGU  
SAMPAI MUNCUL  
MERKNYA, PILIH / KLIK  
MERK & JENIS ALAT YANG  
SESUAI, BILA TIDAK ADA  
KLIK UNKNOWN &  
TULISKAN MERK tsb  
DALAM KETERANGAN**

**NO SERI  
WAJIB DIISI  
\*TDK BISA  
DISIMPAN**

menu alkes lama

Perawatan Intensif (NICU)

Rawat Intensif (PICU)

Instalasi HCU

Penunjang Medik RS

Pocket oximetry

1

Timbangan bayi

1

Timbangan dewasa;

1



Tambahkan Alat lainnya




# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN (SESUAI STANDAR ACUAN)

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

- Data Umum
- Data Gedung
- Data Sarana
- Data Prasarana
- Data Alkes
- Survey Pertanyaan
- Data SDM
- Import Data
- Pelaporan
- Pustaka Digital
- Status Permohonan
- Wajib dikalibrasi
- Status Kalibrasi

**Kelengkapan data Alkes : Stetoskop/Stetoskop Dewasa**

No Seri/Inv	st-001	Kondisi alat	Baik
Merk (Unregister)	ABN Classic Stethoscope	Distributor	
Tipe (Unregister)	g	No AKL/AKD	
Link Gambar	-unknown- Tipe tidak dapat diketahui		
			
IMAGE NOT AVAILABLE		Sumber Pendanaan	APBN
		Harga Perolehan	
		Keterangan	
		<button>update</button>	

**NAMA DISTRIBUTOR & NO IZIN EDAR OTOMATIS AKAN MUNCUL KETIKA MERK & TYPE ALAT ADA DALAM PILIHAN**

**KETIKAN LALU TUNGGU SAMPAI MUNCUL TYPENYA, PILIH / KLIK TYPE ALAT YANG SESUAI, BILA TIDAK ADA KLIK UNKNOWN & TULISKAN TYPE tsb DALAM KETERANGAN**

- Perawatan Intensif (NICU)
- Rawat Intensif (PICU)
- Instalasi HCU

Pocket oximetry  
Timbangan bayi  
Timbangan dewasa;

[Tambahkan Alat lainnya](#)

Penunjang Medik RS

# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN

(SESUAI STANDAR ACUAN)



DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Fasyankes Lain

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

**PILIH SESUAI KONDISI  
ALAT YANG SEBENARNYA  
(TIDAK BEROPERASI =  
KONDISI BAIK, TETAPI  
ALAT TIDAK  
DIPERGUNAKAN)  
(TIDAK BERFUNGSI =  
TIDAK MEMILIKI)**

Data Umum

Data Gedung

Data Sarana

Data Prasarana

Data Alkes

Survey Pertanyaan

Data SDM

Import Data

Pelaporan

Pustaka Digital

Status Permohonan

Wajib dikalibrasi

Status Kalibrasi

Data Kelengkapan data Alkes : Stetoskop/Stetoskop Dewasa

No Seri/Inv st-001

Kondisi alat

☒ Tidak berfungsi

Merk ABN Classic Stethoscope

Distributor

☐ Baik

☐ Tidak beroperasi

Time SS-021-BK, SS-021-GY, SS-021-XX

No AKL/AKD

AKD 10501600700

Link Gambar

.tethoscope%20Adult%20SS-021-XX.jpg?dl=d

Sumber Pendanaan

APBN

paste/kutip alamat image disini

Harga Perolehan

1,000,000

Keterangan

update

Perawatan Intensif (NICU)

Rawat Intensif (PICU)

Instalasi HCU

Penunjang Medik RS

Termometer digital

1

Tensimeter Anaeroid

1

Tensimeter Digital / Sphygmomanometer Digital dengan  
manset untuk bayi dan anak

1

Pocket oximetry

1

Timbangan bayi

1

**KETIKKAN LINK WEBSITE G  
ALAT TERSEBUT DISIMPAN U  
MEMASUKKAN GAMBAR, SE  
SELESAI KLIK GAMBAR**



# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN (SESUAI STANDAR ACUAN)

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA | Fasyankes Lainnya | Aplikasi Monitoring | Log Out, ASMAR

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



Data Umum  
Data Gedung  
Data Sarana  
Data Prasarana  
Data Alkes  
Survey Pertanyaan  
Data SDM  
Import Data  
Pelaporan  
Pustaka Digital  
Status Permohonan  
Wajib dikalibrasi  
Status Kalibrasi

Data Kelengkapan data Alkes : Stetoskop/Stetoskop Dewasa

No Seri/Inv st-001  
Kondisi alat Baik  
Merk ABN Classic Stethoscope  
Distributor PT. SUGIH INSTRUMENTO AE  
Tipe SS-021-BK, SS-021-GY, SS-021-GR  
No AKL/AKD AKD 10501600700  
Link Gambar <https://www.dropbox.com/...>  
Tahun Pengadaan 2007  
Op. Hingga Tahun 2018  
Sumber Pendanaan APBN  
Harga Perolehan  
Keterangan



**ADALAH TAHUN  
ALAT TERSEBUT  
RUSAK/TIDAK  
BEROPERASI LAGI**

**PILIH SESUAI SUMBER  
ANGGARAN PEMBELIAN  
ALATNYA (SWASTA =  
BLU/SWADANA)**

**HARGA WAJIB DIISI,  
TANPA TANDA BACA  
(BILA TIDAK ALAT,  
SILAHKAN  
DIESTIMASIKAN  
SENDIRI PERKIRAAN  
HARGA BELINYA)**

SIMPAN

update

menu alkes lama

Ruangan Triase

linik RS - Instalasi Gawat Darurat

Jumlah	Tdk tersedia
1	

Operasional	Berfungsi	Kalibrasi	Keterangan
2018	Baik	Belum	

Penunjang Medik RS

Pocket oximetry

Timbangan bayi

(SESUAI STANDAR ACUAN)

### Data Alat Kesehatan RSUD ASMAR

[menu alkes lama](#)

### Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik R

- Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik
- Instalasi Gawat Darurat
  - Ruangan Triase
  - Ruangan Resusitasi
  - Ruangan Observasi
  - Ruangan Tindakan
  - Ruangan Khusus/ Isolasi
- Instalasi Rawat Intensif (ICU)
- Instalasi Bedah Central
- Instalasi Rawat Inap
- Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- Perawatan Intensif (NICU)
- Rawat Intensif (PICU)
- Instalasi HCU

### Penunjang Medik RS

## Ruangan Triase

**Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS - Instalasi Gawat Darurat**

Nama alat	Standar	Jumlah	Tdk tersedia	
Stetoskop/Stetoskop Dewasa	1	1		⬇
Kursi roda	1			⬇
Stretcher/Brankar	1			⬇
Termometer digital	1			⬆

No Seri	Merk	Type	Peng- adaan	Opera- sional	Ber-fungsi	Kall-brasi	Kete-rangan
-	-	-	-	-	-	-	-
Tensimeter Anaeroid				1			
Tensimeter Digital / Sphygmomanometer Digital dengan manset untuk bayi dan anak				1			
Pocket oximetry				1			
Timbangan bayi							
Timbangan dewasa;							

**KLIK GAMBAR  
BILA TIDAK  
MEMILIKI ALAT**

 **Tambahkan Alat lainnya**

**KLIK GAMBAR  
BILA TIDAK  
MEMILIKI ALAT  
TERSEBUT**



# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN (SESUAI STANDAR ACUAN)

## Data Alat Kesehatan RSU ASMAR

menu alkes lama

### Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik R

#### Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik

#### Instalasi Gawat Darurat

Ruangan Triase

Ruangan Resusitasi

Ruangan Observasi

Ruangan Tindakan

Ruangan Khusus/ Isolasi

#### Instalasi Rawat Intensif (ICU)

#### Instalasi Bedah Central

#### Instalasi Rawat Inap

#### Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan

#### Perawatan Intensif (NICU)

#### Rawat Intensif (PICU)

#### Instalasi HCU

### Penunjang Medik RS

### Ruangan Triase

Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS - Instalasi Gawat Darurat

Tidak tersedia alat kesehatan ini?

Cancel OK

**KLIK OK BILA  
TIDAK TERSEDIA  
ALAT TERSEBUT**

				Standar	Jumlah	Tdk tersedia	
				1	1		ⓘ
				1			ⓘ
				1			ⓘ
Termometer digital				1			▲
No Seri	Merk	Type	Imp adaan	Opera- sional	Ber- fungsi	Kali- brasi	Kete- rangan
							-Emp ⓘ ⚙
Tensimeter Anaer					1		ⓘ
Tensimeter Digital				set	1		ⓘ
untuk bayi dan an							
Pocket oximetry					1		ⓘ
Timbangan bayi					1		ⓘ
Timbangan dewasa;					1		ⓘ

 Tambahkan Alat lainnya

# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN (SESUAI STANDAR ACUAN)



DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Fasyankes Lainnya

Aplikasi Monitoring

Log Out, ASMARA

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



Data Alat Kesehatan RSU ASMARA

menu alkes lama

Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik R

Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik

Instalasi Gawat Darurat

Ruangan Triase

Ruangan Resusitasi

Ruangan Observasi

Ruangan Tindakan

Ruangan Khusus/ Isolasi

Instalasi Rawat Intensif (ICU)

Instalasi Bedah Central

Instalasi Rawat Inap

Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Perawatan Intensif (NICU)

Rawat Intensif (PICU)

Instalasi HCU

Ruangan Triase

Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS - Instalasi Gawat Darurat

Nama alat		Standar	Jumlah	Tdk tersedia			
Stetoskop/Stetoskop Dewasa		1	1		⊕		
Kursi roda		1			⊕		
Stretcher/Brankar		1			⊕		
Termometer digital		1	0	1	▲		
No Seri	Merk	Type	adaan	sional	Ber-fungsi	Kali-brasi	Kete-rangan
-	-	-	-	-	-	-	-T. Sedia-
Tensimeter Anaeroid		1					⊕
Tensimeter Digital / Sphygmomanometer Digital dengan untuk bayi dan anak							⊕
Pocket oximetry							⊕
Timbangan bayi							⊕
Timbangan dewasa;							⊕

**WARNA MERAH ARTINYA MEMILIKI ALAT TERSEBUT**

**WARNA MERAH ARTINYA TIDAK MEMILIKI ALAT TERSEBUT**

**WARNA MERAH  
ARTINYA  
MEMILIKI ALAT  
TERSEBUT**

**WARNA MERAH  
ARTINYA TIDAK  
MEMILIKI ALAT  
TERSEBUT**

Penunjang Medik RS



Tambahkan Alat lainnya



# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN (SESUAI STANDAR ACUAN)

## Data Alat Kesehatan RSU ASMAR

menu alkes lama

### Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik R

Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik

Instalasi Gawat Darurat

Ruangan Triase

Ruangan Resusitasi

Ruangan Observasi

Ruangan Tindakan

Ruangan Khusus/ Isolasi

Instalasi Rawat Intensif (ICU)

Instalasi Bedah Central

Instalasi Rawat Inap

Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Perawatan Intensif (NICU)

Rawat Intensif (PICU)

Instalasi HCU

### Penunjang Medik RS

Instalasi Radioterapi

### Ruangan Triase

Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS - Instalasi Gawat Darurat

Nama alat	Standar	Jumlah	Tdk tersedia
Stetoskop/Stetoskop Dewasa	1	1	

No Seri	Merk	Type
st-001	ABN Classic Stethoscope	SS-021-BK, SS-021-GY, SS-021-PK, SS-021-HG, SS-021-NB BK, S

+ tambahkan Stetoskop/Stetoskop Dewasa

**FITUR UNTUK  
MENAMBAHKAN ALAT YG  
SAMA BILA JUMLAHNYA  
LEBIH DARI 1, KLIK  
TAMBAHKAN, LALU IKUTI  
PROSES PENGISIAN ALAT  
SEBELUMNYA**

Kursi roda			
Stretcher/Brankar	1		
Termometer digital	1	0	1
Tensimeter Anaeroid	1		
Tensimeter Digital / Sphygmomanometer Digital dengan manset untuk bayi dan anak	1		
Pocket oximetry	1		
Timbangan bayi			
Timbangan dewasa;			

+ Tambahkan Alat lainnya

**FITUR UNTUK  
MENAMBAHKAN ALAT  
YG BERBEDA DILUAR  
STANDAR ACUAN  
(LANJUT SLIDE BERIKUT)**

# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN (DILUAR STANDAR ACUAN)

**PENAMBAHAN  
ALAT TIDAK BISA  
DIINPUT SECARA  
MANUAL, TAPI  
HARUS DIKLIK  
DARI PILIHAN  
YANG ADA**

**LALU IKUTI TATA  
CARA PROSES  
PENGISIAN ALAT  
SEBELUMNYA**

**KETIKAN BEBERAPA HURUF NAMA  
ALAT YANG DIMILIKI, LALU PILIH  
KETIKA MUNCUL NAMA ALAT YANG  
DIMILIKI  
(BILA TDK MUNCUL ATAU ADA DALAM  
PILIHAN HUB. ADMIN), PASTIKAN  
JARINGAN INTERNET BAIK & NAMA  
ALAT SUDAH BENAR ATAU CARI NAMA  
LAIN DARI ALAT TERSEBUT**

## Data Alat Kesehatan RSU ASMARA

### Penambahan data Alkes Lainnya

Nama Alat (Nomenklatur)

ECG

No Seri/Inv

Kondisi alat

Baik

Merk Alat

Tipe Alat

ECG/EKG/Electrocardiograph

Peralatan Kardiologi Pemantauan

Peralatan Kardiologi

Radiographic ECG/respirator synchronizer

Peralatan Radiodiagnostik

Peralatan Radiologi

ECG/EKG/Electrocardiograph 3 CH

Peralatan Kardiologi Pemantauan

Peralatan Kardiologi

ECG/EKG/Electrocardiograph 6 CH

Peralatan Kardiologi Pemantauan

Peralatan Kardiologi

ECG/EKG/Electrocardiograph 12 CH

save

## Pelayanan Medik dan Keperawatan

Instalasi Rawat Jalan

Instalasi Gawat Darurat

Ruangan Triase

Ruangan Resusitasi

Ruangan Observasi

Ruangan Tindakan

Ruangan Khusus/ Isolasi

## Ruangan Triase

RS - Instalasi Gawat Darurat

Tdk

tersedia

Opera-

sional

Ber-

fungsi

Kali-

brasi

Kete-

rangan

IMAGE NOT AVAILABLE

## Penunjang Medik RS

Instalasi Radioterapi

Pocket oximetry

1

Timbangan bayi

1

Timbangan dewasa;

1



Tambahkan Alat lainnya



# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN

## (SESUAI STANDAR ACUAN)

Data Alat Kesehatan RSU ASMAR

Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik R

Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik

Instalasi Gawat Darurat

Ruangan Triase

Ruangan Resusitasi

Ruangan Observasi

Ruangan Tindakan

Ruangan Khusus/ Isolasi

Instalasi Rawat Intensif (ICU)

Instalasi Bedah Central

Instalasi Rawat Inap

Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Perawatan Intensif (NICU)

Rawat Intensif (PICU)

Instalasi HCU

Penunjang Medik RS

**BILA TIDAK ADA RUANGANNYA  
DALAM PILIHAN, SILAHKAN  
TAMBAHKAN RUANGANNYA  
DULU DIPENGISIAN SARANA**

**BILA TIDAK ADA RUANGANNYA  
DALAM PILIHAN, SILAHKAN  
TAMBAHKAN RUANGANNYA DENGAN  
MENGKLIK MENU ALKES LAMA  
(SLIDE SELANJUTNYA)**

menu alkes lama

Ruangan Triase

Pelayanan Klinik RS - Instalasi Gawat Darurat

Nama alat	Standar	Jumlah	Tdk tersedia
-----------	---------	--------	--------------

Stetoskop/Stetoskop Dewasa

1

1

No Seri	Merk	Type	Peng-adaan	Opera-sional	Ber-fungsi	Kali-brasi	Kete-rangan
---------	------	------	------------	--------------	------------	------------	-------------

st- ABN Classic SS-021-BK, SS-021-GY, SS-021-001 Stethoscope 021-PK, SS-021-HG, SS-021-NB BK, S

+ tambahkan

Stetoskop/Stetoskop Dewasa

**FITUR UNTUK  
MENAMBAHKAN ALAT  
YG SAMA BILA  
JUMLAHNYA LEBIH  
DARI 1**

Kursi roda

Stretcher/Brankar

1

Termometer digital

1

0

1

Tensimeter Anaeroid

1

Tensimeter Digital / Sphygmomanometer Digital dengan manset untuk bayi dan anak

1

Pocket oximetry

1

Timbangan bayi

Timbangan dewasa;

+ Tambahkan Alat lainnya

Tambahkan Alat lainnya

**FITUR UNTUK  
MENAMBAHKAN ALAT  
YG BERBEDA DILUAR  
STANDAR ACUAN**

# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN

## (DILUAR STANDAR ACUAN ALAT & RUANGAN)

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



Data Umum

Data Gedung

Data Sarana

Data Prasarana

Data Alkes

Survey Pertanyaan

Data SDM

Laporan Lainnya

Import Data

Pelaporan

Status Permohonan

Wajib dikalibrasi

Status Kalibrasi

### Data Alat Kesehatan RSU ASMAR

Nama alat

#### Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS

##### Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik

##### Ruangan Klinik Spesialis Penyakit Dalam

Stetoskop/Stetoskop Dewasa

1

1



X-Ray Film Viewer

1

0



Meja Periksa / Tempat tidur periksa / Examination Table

1

0



Pen Light / Lampu Senter

1

0



Tensimeter Digital

1

0



Termometer digital

1

0



Tensimeter Anaeroid

1

0



##### tambah data alat

##### Ruangan Klinik Spesialis Kesehatan Anak

##### Ruangan Klinik Sp. Bedah

##### Ruangan Klinik Sp. Kebidanan dan Kandungan

##### Ruangan Klinik Sp. Mata & Sub Spesialistik

##### Ruangan Klinik THT dan Sp. THT

##### Ruangan Klinik dr. Gigi umum, Gigi Spesialis dan Gigi Sub Spesialis

##### Ruangan Klinik Sp. Jantung & Pembuluh Darah, Sub Spesialis

##### Ruangan Klinik Sp. Paru + Pernafasan

##### Ruangan Klinik Sp. Kedokteran Jiwa/ Psikiatri

##### Ruangan Klinik Sp. Saraf/ Neurologi & Sub Spesialistik

##### Ruangan Klinik Kulit dan Penyakit Kelamin / Sp. Kulit dan KelaminSp. Kulit dan Kelamin

##### Ruangan Klinik Sp. Bedah Orthopaedi Umum & Sub Spesialistik

**FITUR PATTERN UNTUK  
MENAMBAHKAN  
RUANGAN/SARANA  
UNTUK PENGISIAN DATA  
ALAT KESEHATAN  
DILUAR STANDAR ACUAN  
ALAT & RUANGAN**

Jumlah



Pattern alat





**ASPAK** - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

 - Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik

## SETELAH SELESAI KLIK TAMBAH DATA

# MENGINPUT DATA ALAT KESEHATAN

## (DILUAR STANDAR ACUAN ALAT & RUANGAN)

Status Permohonan

Wajib dikalibrasi

Status Kalibrasi

Termometer digital

1

0



Tensimeter Anaeroid

1

0



+ tambah data alat

- Ruangan Klinik Spesialis Kesehatan Anak
- Ruangan Klinik Sp. Bedah
- Ruangan Klinik Sp. Kebidanan dan Kandungan
- Ruangan Klinik Sp. Mata & Sub Spesialistik
- Ruangan Klinik THT dan Sp. THT
- Ruangan Klinik dr. Gigi umum, Gigi Spesialis dan Gigi Sub Spesialis
- Ruangan Klinik Sp. Jantung & Pembuluh Darah, Sub Spesialis
- Ruangan Klinik Sp. Paru + Pernafasan
- Ruangan Klinik Sp. Kedokteran Jiwa/ Psikiatri
- Ruangan Klinik Sp. Saraf/ Neurologi & Sub Spesialistik
- Ruangan Klinik Kulit dan Penyakit Kelamin / Sp. Kulit dan KelaminSp. Kulit dan Kelamin
- Ruangan Klinik Sp. Bedah Orthopaedi Umum & Sub Spesialistik
- Ruangan Klinik Umum
- Ruangan Klinik Sp. Bedah Syaraf
- Ruangan Tindakan Sp. Penyakit Dalam
- Ruangan Tindakan Sp. Paru dan Pernafasan
- Ruangan Tindakan Sp. THT
- Ruangan Tindakan Sp. Bedah Syaraf
- Ruangan Tindakan Sp. Kulit dan Kelamin
- Ruangan Tindakan Sp. Bedah Umum/ Bedah
- Ruangan Klinik SP. Bedah Plastik

+ tambah data alat

Inst	Alat	Jumlah
R	<input type="text" value="Ketik nama.."/>	<input type="text" value="Jumlah"/>
R		<input type="button" value="Set"/>

- Ruangan Observasi
- Ruangan Tindakan
- Ruangan Khusus/ Isolasi
- Perawatan Intensif (NICU)
- Ruang Rawat Pasien/ NICU

**SETELAH RUANGAN / SARANA YANG TIDAK ADA SUDAH DITAMBAHKAN(MUNCUL), LANJUTKAN PENGINPUTAN DATA ALAT KESEHATAN SAMA SEPERTI PENGINPUTAN DATA ALAT KESEHATAN DILUAR STANDAR ACUAN**



# MENGINPUT ASPAK SECARA OFFLINE MELALUI EXCEL

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



Data Umum  
Data Gedung  
Data Sarana  
Data Prasarana  
Data Alkes  
Survey Pertanyaan  
Data SDM  
Laporan Lainnya  
Import Data  
Pelaporan

Status Permohonan  
Wajib dikalibrasi  
Status Kalibrasi

## RSU ASMARA - Modul Import Data

Download Format Sarana	Download Kebutuhan Sarana	Upload Format Sarana
Download Format Prasarana	Download Kebutuhan Prasarana	Upload Format Prasarana
<b>Download Format Alat Kesehatan</b>	Download Kebutuhan Alat	Upload Format Alat Kesehatan
Download Data Kode Alat		
Download Daftar Sarana		
Download Daftar Prasarana		
Download Kode Wilayah		

Fasilitas Import merupakan fasilitas yang berbahaya dan riskan, perhatikan aturan mainnya. Jika anda tidak paham dengan fungsi dan cara penggunaannya, gunakan fitur manual input. Ikuti format file yang akan diimport.

**KLIK DOWNLOAD  
FORMAT ALKES  
UNTUK  
MENDAPATKAN  
FORMAT ISIAN  
ASPAK**

# CONTOH FORMAT EXCEL ISI DATA ASPAK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Format Import Alat Kesehatan																
2	Kode Rs	1234567															
3	Form	f3															
4																	
5	mark	Keterangan				Ada	No seri	Merk	Type	Thn Pengadaan	Thn Operasional	Berfungsi	Kalibrasi	Harga	Pendanaan	Distributor	AKL/A
6	*	Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS															
7	**	Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik															
8	***	Ruangan Klinik Spesialis Penyakit Dalam															
9	102			20501033	Stetoskop/Stetoskop Dewasa	Ya	ST-001	RIESTER Stethoscope Duple	Adult, Baby	2007	2007	Baik	Belum	2000000	BLU	PT. LABORA MA	AKL 1050
10	102			11501050	X-Ray Film Viewer	Tidak	0	-unknown-	-unknown-			Tdk berfungsi	Belum	0		-	
11	102			10903022	Meja Periksa / Tempat tidur periksa / Examination Table												
12	102			20903054	Pen Light / Lampu Senter												
13	102			10901018	Tensimeter Digital												
14	102			20901011	Termometer digital												
15	102			10901017	Tensimeter Anaeroid												
16	***	Ruangan Klinik Umum															
17	1349			10903022	Meja Periksa / Tempat tidur periksa / Examination Table												
18	1349			11501050	X-Ray Film Viewer												
19	1349			20903054	Pen Light / Lampu Senter												
20	1349			20501033	Stetoskop/Stetoskop Dewasa												
21	1349			10901018	Tensimeter Digital												
22	1349			20901011	Termometer digital												
23	1349			10901006	Timbangan dewasa;												
24	1349			10901017	Tensimeter Anaeroid												
25	***	Ruangan Klinik Spesialis Kesehatan Anak															
26	103			20903055	Baby Suction Pump												
27	103			10903117	Cool box immunization / Cold Chain (untuk penyimpan vaksin)												
28	103			10903021	Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp												
29	103			20403044	Nebulizer												
30	103			10903022	Meja Periksa / Tempat tidur periksa / Examination Table												
31	103			20903054	Pen Light / Lampu Senter												
32	103			20403089	Resusitator Anak												
33	103			20403083	Resusitator bayi/neonatus												
34	103			20902047	Stetoskop anak												
35	103			20902048	Stetoskop bayi												
36	103			10901027	Tensimeter Digital / Sphygmomanometer Digital dengan manset untuk bayi dan anak												
37	103			20901011	Termometer digital												



Format Alkes.xls Peraturan Tatacara pengisian +

Normal View Ready

Sum=0



# MENGINPUT ASPAK SECARA OFFLINE MELALUI EXCEL

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



Data Umum  
Data Gedung  
Data Sarana  
Data Prasarana  
Data Alkes  
Survey Pertanyaan  
Data SDM  
Laporan Lainnya  
Import Data  
Pelaporan  
Status Permohonan  
Wajib dikalibrasi  
Status Kalibrasi

## RSU ASMARA - Modul Import Data

<a href="#">Download Format Sarana</a>	<a href="#">Download Kebutuhan Sarana</a>	<a href="#">Upload Format Sarana</a>
<a href="#">Download Format Prasarana</a>	<a href="#">Download Kebutuhan Prasarana</a>	<a href="#">Upload Format Prasarana</a>
<a href="#">Download Format Alat Kesehatan</a>	<a href="#">Download Kebutuhan Alat</a>	<a href="#">Upload Format Alat Kesehatan</a>

File Import

Choose File

no file selected

Import



### Perhatian!! :

Proses Import, akan me-reset data. Semua data yang berbungan dengan data import akan direset kembali menjadi kosong.  
- Import Alat kesehatan akan mereset data validasi, dan data kalibrasi alat.  
- Import Sarana akan mereset kembali data validasi sarana, dan sejenisnya.

[Download Data Kode Alat](#)

[Download Daftar Sarana](#)

[Download Daftar Prasarana](#)

[Download Kode Wilayah](#)

Fasilitas Import merupakan fasilitas yang berbahaya dan riskan, perhatikan aturan mainnya. Jika anda tidak paham dengan format file yang akan diimport.

**KLIK UPLOAD  
FORMAT ALKES  
UNTUK Mencari  
FILE HASIL ISIAN  
EXCEL KEDALAM  
ASPAK**

# CONTOH UPLOAD ISIAN DATA ASPAK MELALUI EXCEL

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana

Today	Date Modified	Size	Kind
Format Alkes-3.xls	Today, 12:43 PM	319 KB	Micros...rkbook
Previous 30 Days			
Format Alkes-2.xls	May 22, 2018, 11:12 PM	345 KB	Micros...rkbook
edit.Daftar Alat Wajib...asi di Puskesmas.xlsx	May 23, 2018, 12:25 PM	10 KB	Micros...rkbook
May			
Daftar-2.xls	May 1, 2018, 9:50 AM	52 KB	Micros...
Daftar-3.xls	May 1, 2018, 9:50 AM	47 KB	Micros...
Daftar-4.xls	May 1, 2018, 9:51 AM	54 KB	Micros...
Daftar-5.xls	May 1, 2018, 9:51 AM	36 KB	Micros...
Daftar-6.xls	May 1, 2018, 9:51 AM	44 KB	Micros...
Daftar.xls	May 1, 2018, 9:50 AM	45 KB	Micros...
PENGENDALIAN-ALA...RANA & ALKES(1).ppt	May 1, 2018, 3:10 PM	10.9 MB	Micros...
Tiket Shanghai.pdf	May 1, 2018, 1:17 PM	145 KB	PDF Doc
Your Electronic Ticket Receipt.pdf	May 1, 2018, 1:05 PM	16 KB	PDF Document
April			
Daftar Produk Adden...ua 25042018 sore.xls	Apr 25, 2018, 10:51 PM	145 KB	Micros...rkbook
Format Alkes.xls	Apr 28, 2018, 1:13 PM	1.2 MB	Micros...rkbook
Import Sarana.xls	Apr 28, 2018, 1:13 PM	100 KB	Micros...rkbook
Rencana Alkes-2.xls	Apr 28, 2018, 12:57 PM	11 KB	Micros...rkbook
Rencana Alkes-3.xls	Apr 28, 2018, 12:58 PM	11 KB	Micros...rkbook

**CARI FILE EXCEL  
HASIL ISIAN  
ASPAK YANG AKAN  
DIUPLOAD**

Fasilitas Import merupakan fasilitas yang berbahaya dan riskan, perhatikan aturan mainnya. Jika anda tidak paham dengan fungsi dan cara penggunaannya, gunakan fitur manual input. Ikuti format file yang akan diimport.



# CONTOH UPLOAD ISIAN DATA ASPAK MELALUI EXCEL

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



- Data Umum
- Data Gedung
- Data Sarana
- Data Prasarana
- Data Alkes
- Survey Pertanyaan
- Data SDM
- Laporan Lainnya
- Import Data
- Pelaporan**
- Status Permis
- Wajib dikalibrasi
- Status Kalibrasi

## RSU ASMARA - Modul Import Data

Download Format Sarana	Download Kebutuhan Sarana	Upload Format Sarana
Download Format Prasarana	Download Kebutuhan Prasarana	Upload Format Prasarana
Download Format Alat Kesehatan	Download Kebutuhan Alat	Upload Format Alat Kesehatan

File Import

Choose File

Format Alkes-3.xls

Import

### Perhatian!! :

Proses Import, akan me-reset data. Semua data yang berbungan dengan data import akan direset kembali menjadi kosong.  
- Import Alat kesehatan akan mereset data validasi, dan data kalibrasi alat.  
- Import Sarana akan mereset kembali data validasi sarana, dan sejenisnya.

Download Data Kode Alat

Download Daftar Sarana

Download Daftar Prasarana

Download Kode Wilayah

Fasilitas Import merupakan fasilitas yang berbahaya dan riskan, perhatikan aturan mainnya. Jika anda tidak paham dengan fungsi dan cara penggunaanya gunakan fitur manual input. Ikuti format file yang akan diimport

**KLIK PELAPORAN  
UNTUK  
MELAPORKAN KTD  
ALKES**

**KLIK IMPORT  
UNTUK  
MENGIRIMKAN  
HASIL ISIAN EXCEL  
KEDALAM ASPAK**

# PERMOHONAN UNTUK MERUBAH STATUS KALIBRASI DI ASPAK

- Data Umum
- Data Gedung
- Data Sarana
- Data Prasarana
- Data Alkes
- Survey Pertanyaan
- Data SDM
- Laporan Lainnya
- Import Data
- Pelaporan
- Status Permohonan
  - Wajib dikalibrasi
  - Status Kalibrasi

Daftar Permintaan Kalibrasi RSU ASMARA

Nama alat

Waiting

Search



 Tambah data permohonan kalibrasi

Tanggal	Nama	No Order (Request)	BPFK	Keterangan
No results found.				


KLIK TAMBAH  
DATA  
PERMOHONAN  
KALIBRASI



# PERMOHONAN UNTUK MERUBAH STATUS KALIBRASI DI ASPAK

- Data Umum
- Data Gedung
- Data Sarana
- Data Prasarana
- Data Alkes
- Survey Pertanyaan
- Data SDM
- Laporan Lainnya
- Import Data
- Pelaporan
- Status Permohonan
- Wajib dikalibrasi
- Status Kalibrasi

Pengajuan Kalibrasi alat kesehatan RS RSU ASMARA				Back   Tampilkan Semua
Nama alat		No. Seri	Type	Keterangan
Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS				
Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik				
Ruangan Klinik Spesialis Penyakit Dalam				
Tensimeter Anaeroid		S / N : TA-014	Type: DM 500	



Tambahkan data Kalibrasi

**KLIK + UNTUK  
MENAMBAHKAN  
ALAT YANG AKAN  
DIKALIBRASI**

# PERMOHONAN UNTUK MERUBAH STATUS KALIBRASI DI ASPAK

- Data Umum
- Data Gedung
- Data Sarana
- Data Prasarana
- Data Alkes
- Survey Pertanyaan
- Data SDM
- Laporan Lainnya
- Import Data
- Pelaporan
- Status Permohonan
- Wajib dikalibrasi
- Status Kalibrasi

Permohonan Kalibrasi RSU ASMARA

Alat Kesehatan : Tensimeter Anaeroid  
Serial Number : TA-014 , Type : DM 500

Nama Alat Kesehatan

Tensimeter Anaeroid

BPFK

✓ Loka Banjarbaru

BPFK Jakarta

BPFK Makassar

BPFK Medan

Loka Surakarta

BPFK Surabaya

PT Globalindo Maintenance Management (GMM)

PT Calibramed

PT Global Promedika Service (GPS)

PT Caltesys Jakarta

PT Famed Calibration

PT Tricalibri Teknologi Indonesia

PT Mutumed Prima Services

PT Medcalindo

PT Mandiri Transforma Global (AEQUUS)

PT Pradana Estiara Medical

PT Prima Karya Guna Husada

PT Astama Medika

PT. Antera Kalibrasi

PT Medtek

PT Surya Medikal Servis

Tgl Request

Request by

No Order (Request)

Back

Simpan



PILIH  
BPFK/INSTITUSI  
PENGUJI YANG  
AKAN  
MELAKUKAN  
KALIBRASI



# PERMOHONAN UNTUK MERUBAH STATUS KALIBRASI DI ASPAK



- Data Umum
- Data Gedung
- Data Sarana
- Data Prasarana
- Data Alkes
- Survey Pertanyaan
- Data SDM
- Laporan Lainnya
- Import Data
- Pelaporan
- Status Permohonan
- Wajib dikalibrasi
- Status Kalibrasi

Permohonan Kalibrasi RSU ASMARA

Back

Alat Kesehatan : Tensimeter Anaeroid

Serial Number : TA-014 , Type : DM 500

Nama Alat Kesehatan

Tensimeter Anaeroid

BPFK

BPFK Jakarta

Tgl Request

Request by

No Order (Request)

June 2018

Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Simpan



PILIH TANGGAL  
PERMOHONAN  
KALIBRASI

# PERMOHONAN UNTUK MERUBAH STATUS KALIBRASI DI ASPAK



DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Beranda

Fasyankes Lainnya

Aplikasi Monitoring

Log Out, 1234567

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



Data Umum

Data Gedung

Data Sarana

Data Prasarana

Data Alkes

Survey Pertanyaan

Data SDM

Laporan Lainnya

Import Data

Pelaporan

Status Permohonan

Wajib dikalibrasi

Status Kalibrasi

## Permohonan Kalibrasi RSU ASMARA

Back

Alat Kesehatan : Tensimeter Anaeroid

Serial Number : TA-014 , Type : DM 500

Nama Alat Kesehatan

Tensimeter Anaeroid

BPFK

BPFK Jakarta

Tgl Request

13-Jun-2018



Request by

Asmara

No Order (Request)

PO/001/2018



Simpan

**MASUKAN NAMA  
DAN NOMOR  
SURAT**

**KLIK SIMPAN BILA  
SELESAI**



# PERMOHONAN UNTUK MERUBAH STATUS KALIBRASI DI ASPAK



DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Beranda

Fasyankes Lainnya

Aplikasi Monitoring

Log Out, 1234567

ASPAK - Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan



Data Umum

Data Gedung

Data Sarana

Data Prasarana

Data Alkes

Survey Pertanyaan

Data SDM

Laporan Lainnya

Import Data

Pelaporan

Status Permohonan

Wajib dikalibrasi

Status Kalibrasi

## Daftar Permintaan Kalibrasi RSU ASMARA


Nama alat

Waiting


Search

+ Tambah data permohonan kalibrasi

Displaying 1-1 of 1 result.

Tanggal	Nama Alat	No Order (Request)	BPFK	Keterangan	
13 Jun 2018	Tensimeter Anaeroid	PO/001/2018	BPFK Jakarta	Waiting	 

**STATUS WAITING MENUNGGU  
JAWABAN DARI  
BPFK/INSTITUSI PENGUJI  
UNTUK KESANGGUPAN/TIDAK  
SERTA JADWAL  
PELAKSANAAN**



Copyright © 2018 by D...

**INGAAAAT !!!  
PROSEDUR PERMINTAAN MANUAL  
SECARA TERTULIS TETAP HARUS  
DIPROSES SEPERTI BIASA**

# PERMOHONAN UNTUK MERUBAH STATUS KALIBRASI DI ASPAK

- Data Umum
- Data Gedung
- Data Sarana
- Data Prasarana
- Data Alkes
- Survey Pertanyaan
- Data SDM
- Laporan Lainnya
- Import Data
- Pelaporan
- Status Permohonan
  - Wajib dikalibrasi
  - Status Kalibrasi

Daftar Alkes RS RSU ASMARA Yang Wajib dikalibrasi								
Nama alat	No. Seri-Type	Merk-Distributor	Tahun		Berfungsi	Kalibrasi		
			Pengadaan	Operasional				
Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS								
Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik								
Ruangan Klinik Spesialis Penyakit Dalam								
Tensimeter Anaeroid	S / N : TA-014 Type: DM 500	ABN DIGITAL SPHYGMOMANOMETER WITH LAFLATRON SYSTEM (M) PT. SUGIH INSTRUMENTO ABADI	2015	2015	Baik	Belum		



KLIK STATUS KALIBRASI UNTUK MELIHAT HASIL KALIBRASI



# PERMOHONAN UNTUK MERUBAH STATUS KALIBRASI DI ASPAK

- Data Umum
- Data Gedung
- Data Sarana
- Data Prasarana
- Data Alkes
- Survey Pertanyaan
- Data SDM
- Laporan Lainnya
- Import Data
- Pelaporan
- Status Permohonan
- Wajib dikalibrasi
- Status Kalibrasi

## Status Kalibrasi alkes Wajib pada RSU ASMARA

Alatname	Seritype	Kalibrasiast	Expiresit	Reque
Tensimeter Anaeroid	S / N : TA-014 Type: DM 500	-	-	Waiting

- Data Akses
- Data Utama
- Data Mapping
- Spatial Mapping
- Analisa Data
- Tanya Jawab
- Logout (1234567)

**PROSES SELANJUTNYA  
MENJADI TANGGUNG JAWAB  
ATAU BAGIAN BPFK/INSTITUSI  
PENGUJI (HUBUNGI  
BPFK/INSTITUSI PENGUJI YANG  
MELAKUKAN KALIBRASI**

**KLIK DATA MAPPING  
UNTUK MELAKUKAN  
PENCETAKAN DAN  
MELIHAT HASIL  
PENGISIAN ASPAK**

**UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT  
SILAHKAN HUBUNGI  
KONTAK PERSON KEMENKES**

- \*HOSEN : 081317632527
- \*SUDUNG : 081311323659
- \*KATERINE : 081210281198
- \*AYU : 085643284557
- \*FAISAL : 081297691048
- \*REZA : 081227773227
- \*BADRI : 085885216316
- \*KOKO : 08129610467



TERIMA KASIH

